

Inhalátory - porovnanie vlastností a funkcií



Obchodné označenie	C28P	C810	NamiCat	C101 Essential	C102 Total	DuoBaby	CompAir Pro	MicroAir
Model	C105	C810	C303K	C101	C102	C301	C900	U100
Spôsob nebulizácie	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	ultrazvuk M.E.S.H.
Nebulizačný výkon – množstvo liečiva premeného na aerosól za min. (ml/min.)	0,235 / 0,4	0,35	0,35	0,25	0,35	0,2 / 0,4	0,4	0,25
Účinnosť inhalácie – množstvo liečiva skutočne vdýchnutého za min. (ml/min.)	0,12	0,07	0,06	0,07	0,07	0,12 / 0,16	0,08	
Veľkosť produkovaných častíc (µm)	2,65	4,4	3,4	2,6	2,6	4,0 / 9,0	3	4,5
Hlučnosť (dB)	55	<52	58	58	57	63	60	<5
Rozmery prístroja šírka/výška/hĺbka (mm)	180/104/180	124/59/90	148/135/180	145/124/182	145/124/222	170/105/280	186/180/216	45/130/60
Hmotnosť prístroja (kg)	1,3	0,19	1,2	1,05	1,1	1,7	2,3	0,2
Vhodný aj na inhaláciu minerálnych vôd (napr. Vincentka)	•	•	•	•	•	•	•	
Vhodný pre všetky druhy inhalačných liečiv / rýchlosť inhalácie hustých viskózných liečiv (napr. Yabro)	•	•	•		•	•	•	
	rýchla	stredná	stredná		stredná	rýchla	rýchla	
Úhrada zdravotnou poisťovňou							plná K1832A	
Odsávačka hlienov						•		
Nosová sprcha	možnosť dokúpiť		možnosť dokúpiť	možnosť dokúpiť	•	možnosť dokúpiť		
Náustok	•	•	•	•	•	•	•	•
Násadec na vdychovanie nosom				•			•	
Maska pre dospelých	•	•	•	•	•		•	•
Maska pre deti	•	•	•	•	•	•	•	•
Počet filtrov v balení	5	5	1	1	1	1	5	